

Система разложения проб с нагревом



Системы разложения **DAB-2, DAB-3, DAB-4, DAB-5** предназначены для разложения металлов, сплавов, горных пород, стекла, шлаков, пластиков, продуктов питания, нефтепродуктов, почвы и биологических объектов.



В качестве автоклавов применяются стальные стаканы с вставками из тефлона или кварца.

Разложение осуществляется путем нагрева закрытых автоклавов на специальной лабораторной плитке.

- Количество одновременно нагреваемых автоклавов 2, 4 или 5.
- Объем стаканов для разложения от 10 до 250 мл.
- Навеска образцов от 2 до 5 г.
- Давление при разложении до 200 бар, температура до 260° С.

